



Procédure Caméra All-Sky :

Reboot de l'appareil

Page 1/1

Durée : 1 minutes

Périodicité : Si nécessaire

Difficulté : Facile

- Écrire la date et l'heure TU dans le cahier de laboratoire, le nom de l'instrument et celui de l'opérateur, et noter le nom de la manip.
- Éteindre le PC d'acquisition.
- Débrancher la caméra au niveau de la multiprise,
- Débrancher le PC.

- Pour le rallumer, rebrancher l'ensemble.